

ПОМПА ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ SN-600N



Помпа для энтерального питания SN-600N – медицинское изделие, работающее от сети переменного тока или аккумуляторной батареи, разработанное для обеспечения точного контроля скорости потока питательных жидкостей, вводимых в желудок, двенадцатиперстную или тощую кишку пациентов, при полной или частичной неспособности осуществления ими самостоятельного питания.

Режимы введения питательной смеси	Непрерывный режим Интервальный режим
Мин/макс значения скорости введения питательной смеси	От 1,0 до 600 мл/ч
Мин/макс значения объема введения питательной смеси	От 0 до 9999,0 мл
Ручной болюс	
Фиксированная скорость болюсного введения (мл/ч)	200,0; 400,0; 600,0
Время введения в непрерывном режиме питания	5 мин - 24 ч
Функция промывки системы	
Система безопасности	
Тип перистальтического механизма	Роторный

НАБОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

SINO MDT

С ПОМОЩЬЮ РОЛИКОВОГО НАСОСА SN-600N, С МЕШКОМ



Энтеральное питание является наиболее предпочтительным способом поддержания оптимального уровня обмена веществ у пациентов, лишенных возможности питаться через рот при сохраненной функции желудочно-кишечного тракта. Своевременное начало питания и адекватный подбор вида смеси предотвращает дегенеративные изменения желудочно-кишечного тракта и обеспечивает нормальный уровень обменных процессов организма, нормализует регенеративную функцию.

Питательная смесь может вводиться через назогастральный, назодуоденальный зонд, через эзофагостому, гастростому, еюностому. Средством доставки питательной смеси служит система для энтерального питания.

Мешок для питательной смеси с воронкой, крышкой и подвесной петлей

1200 мл

Зажим-клипса

Капельная камера

Силиконовая вставка для насоса

Роликовый регулятор

Порт для промывания с заглушкой

Материал

поливинилхлорид,
силикон

Ступенчатый коннектор

Наружный диаметр соединительных трубок

4,0 мм

Толщина стенки соединительных трубок

0,5 мм

Внутренний просвет трубки

3,0 мм

Длина соединительных трубок

1500 мм

Длина силиконовой вставки

108 - 112 мм

Твердость силиконовой вставки по Шору

HA – 40-50