

COMEN

COMEN Делиться с миром



S3 Монитор-дефибриллятор



«Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»
(Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.)
Адрес: Этаж 10, Этаж 11 и секция С Этажа 12 здания 1А и с 1 по 5 этаж
здания 2, FIYTA Таймпис Билдинг, Наньхуан Авеню, район Матань,
Округ Гуанмин, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, 518106, КНР (Floor 10, Floor
11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China)
Тел.:+86-755-2640 8879 Факс:+86-755-2643 1232 Сайт: en.comen.com Эл.почта: info@szcomen.com
Кат.№: RU-S3-8P-20231110-V1.0

Дефибрилляция

Поддерживаемые режимы ручной дефибрилляции: синхронизированная кардиоверсия и асинхронная дефибрилляция.

4 в 1

Кардиостимуляция

Кардиостимуляция по требованию и фиксированный режим кардиостимуляции для пациентов с остановкой сердца и острой медленной аритмией поддерживают быстрый и удобный неинвазивный режим кардиостимуляции in vitro, экономящий время и улучшающий коэффициент успешного восстановления.

AED

Устройство применяет запатентованный алгоритм анализа и автоматический анализ, а также предоставляет удобные настройки для помощи медицинскому персоналу при дефибрилляции и базовом поддержании жизнедеятельности.

Монитор

Мониторинг ЭКГ с 5 отведениями в стандартной комплектации, также доступны дополнительные функции мониторинга SpO₂, НИАД, ЧП и для непрерывного отслеживания показателей жизнедеятельности пациента.

Быстрая дефибрилляция

1 регулятор

Позволяет переключать режим между ручной дефибрилляцией, кардиостимуляцией и AED. В режиме ручной дефибрилляции пользователь может выбрать уровень энергии за 1 секунду.

3 секунды

Дефибриллятор заряжается до 200 Дж для разряда за 3 секунды, что полностью гарантирует реанимацию пациента.

3 шага

Выполнение дефибрилляции (выбор энергии — зарядка — разряд).

Реанимация и перевозка



Сертифицировано по стандарту EN 1789

Монитор S3 предназначен для скорой помощи и реанимационной перевозки. После тщательных испытаний устройство было сертифицировано по стандарту EN 1789.



Компактный и легкий

S3 отличается идеальным дизайном — небольшой размер и малый вес (5,6 кг), поэтому этот монитор-дефибриллятор можно эффективно перемещать вне больницы и в больнице.



Самый долгий срок службы

Предоставляются батареи двух емкостей, которые обеспечивают превосходную производительность, поддерживают быструю зарядку и 210 разрядов, что соответствует клиническим стандартам.



Улучшенная защита

Благодаря классу защиты IP44 монитор S3 гарантирует надежную производительность в самых суровых условиях.

Усовершенствованная технология ВТЕ

Повышенная эффективность благодаря усовершенствованной технологии бифазной усеченной экспоненциальной (ВТЕ) временной диаграммы и автоматической компенсации импеданса.

Доступны уровни энергии до 360 Дж — для пациентов с высокими порогами дефибрилляции, например при инфаркте миокарда, ожирении, высоком импедансе высокий уровень энергии повышает вероятность успешной дефибрилляции.

Многофункциональные пластины

2 в 1

Пластины электродов можно разделить на большие и небольшие пластины для дефибрилляции взрослых и детей.

1 пара

Дефибрилляцию можно выполнить с помощью пары пластин электродов.